

Indoor-Rollator

PIXEL

Der Indoor-Rollator ist mit Softrädern ausgestattet und für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Er hat ein geringes Gesamtgewicht und ist standardmäßig mit einer praktischen Netztasche und einem Tablett ausgestattet.



Gesamtbreite	54 cm
Gewicht	5,2 kg
Belastbarkeit	max. 110 kg
Artikel-Nr.	PRBRL700

Preis ohne Rezept

199,00

Preis mit Rezept*

129,00

Einfache Montage möglich

SCHIRM

Der Schirm verfügt über einen Multifunktionsarm. Aufgrund der Winkelverstellung bietet er besten Schutz vor Regen und Sonne.



Artikel-Nr. | ACR01014

Preis
69,00

WEITERES ZUBEHÖR

wie z. B. Rollator-Regenschutz auf Anfrage.

WIR BERATEN SIE GERNE!

alle Preise inkl. MwSt.

SANITÄTSHAUS REININGER GMBH

Berner Straße 32-34
60437 Frankfurt am Main

☎ 069-90549-0

☎ 069-90549-333

☎ 0162-2344545

info@sanitaetshaus-reininger.de
www.sanitaetshaus-reininger.de



Reha-Hilfsmittel

ROLLATOREN

REININGER
aiutanda



Standard-Rollator FAKTO+

Der robuste Rollator mit stabilem pulverbeschichtetem Stahlrohr ist individuell höhenverstellbar. Er verfügt über eine Ergobremse, ist schnell und einfach faltbar. Lieferung inkl. Sitz, Tablett, Einkaufskorb und Stockhalter.

Gesamtbreite	58 cm
Sitzbreite	42 cm
Gewicht	8,3 kg
Farbe	megan grey metallic
Belastbarkeit	max. 130 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.50.04.1229

Preis ohne Rezept

109,00

Preis mit Rezept*

00,00

Leichtgewicht-Rollator SERVER

Dieser Rollator ist faltbar und bleibt dank leichtem Verschluss in der geklappten Position. Er verfügt über Softräder und hat zudem einen kleinen Wenderadius. Inklusive Rückengurt und Stockhalter.

Gesamtbreite	61 cm
Sitzbreite	46 cm
Gewicht	6,8 kg
Farbe	weinrot oder anthrazit
Belastbarkeit	max. 150 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.50.04.1213



Preis ohne Rezept

299,00

Preis mit Rezept*

199,00

Outdoor-Rollator EXPLORER

Durch seine großen Softräder und ergonomischen Handriffe, ist er für draußen bestens geeignet, egal ob Straße, Wald-, Kies- oder Sandwege. Der Rollator ist einfach faltbar und hat eine Griffhöheinstellung. Inklusive Stockhalter.

Gesamtbreite	69 cm
Sitzbreite	53 cm
Gewicht	9,0 kg
Farbe	braun
Belastbarkeit	max. 200 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.50.04.2003



Preis ohne Rezept

379,00

Rezept kann
angerechnet
werden



Arthritis-Rollator NAVIGATOR

Er ist speziell für Benutzer mit Arthritis und/oder eingeschränkter Funktion der Arme und Hände entwickelt. Zudem verfügt er über sehr stabile, höhenverstellbare Unterarmauflagen und Softräder.

Gesamtbreite	62 cm
Sitzbreite	46 cm
Gewicht	9,6 kg
Farbe	weinrot oder anthrazit
Belastbarkeit	max. 150 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.46.04.0019

Preis ohne Rezept

429,00

Rezept kann
angerechnet
werden



Leichter Schwerlast-Rollator SERVER HD

Der Server HD Rollator überzeugt mit einem besonders stabilen, breiten Rahmen, Softrädern und geringem Eigengewicht. Er ist leicht faltbar und bleibt dank einfachem Verschluss in der gewünschten Position. Inklusive Rückengurt und Stockhalter.

Gesamtbreite	69 cm
Sitzbreite	55 cm
Gewicht	7,8 kg
Belastbarkeit	max. 200 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.50.04.1208

Preis ohne Rezept

399,00

Preis mit Rezept*

299,00



Leichtgewicht-Rollator ATHLON SL Carbon

Er ist super leicht und verfügt über ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion und Softrädern. Inklusive Rückengurt und Stockhalter.

Gesamtbreite	61 cm
Sitzbreite	46 cm
Gewicht	5,1 kg
Farbe	rot oder schwarz
Belastbarkeit	max. 150 kg
Hilfsmittel-Nr.	10.50.04.1228

Preis ohne Rezept

399,00

Preis mit Rezept*

299,00